

Kojenecká váha
Kojenecká váha
B - 5060



Návod k obsluze – Návod na obsluhu



ČESKY	3-9
SLOVENSKY.....	3-9
Záruční list / Záručný list	10

Předpokládané použití:

Elektronická váha (dále jen váha) je speciálně navrhnutá pro vážení kojenců, především pro sledování jejich přírůstků hmotnosti.

Váha nesmí být použita pro určování hmotnosti v obchodním styku, pro výpočet poplatku a sankcí, v soudnictví, v lékařství, ve farmaceutických laboratořích, k určování cen a k dalším účelům specifikovaných v bodu 1 § 2 a nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Váhu používejte pouze jako zdravotnickou pomůcku.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si prosím pozorně celý návod před použitím a pak jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Baterie umístěte dle uvedené polaritě (+, -).
- Zabraňte zkratu baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nepoužívejte váhu v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny.
- Nepoužívejte organické tekutiny k čištění váhy.
- S váhou neházejte ani netřepteje.
- Do váhy vkládejte vždy stejné typy a stejně nové baterie.
- Vyjměte baterie z váhy pokud ji dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Váhu nerozebírejte a neopravujte, odstranění závad svěťte odbornému servisu.
- Nevystavujte váhu sálavému teplu.
- Nezatěžujte váhu během skladování.
- Váha musí být umístěna na tvrdém a rovném povrchu, aby byla zajištěna bezpečnost dítěte.
- Při vážení by se dítě nemělo prudce pohybovat, aby se váha nezničila.
- Umístěte dítě do středu misky, jinak nebude jeho váha adekvátní.

UPOZORNĚNÍ:

Při zatížení váhy nad 20,5kg dojde k nevratnému poškození váhy, případná reklamace nemůže být uznána.

Použití tohoto zařízení se v žádném případě nevyrovná doporučení lékaře.

Budete-li mít jakékoli pochybnosti, obraťte se na svého lékaře.

Isolit-Bravo, spol. s r.o. nebude v žádném případě odpovídat za nesprávnou interpretaci výsledků měření.

Uvedení do provozu:

Vyjměte váhu z krabice.

Zkontrolujte zda není poškozena přepravou.

Otevřete kryt na spodní straně váhy a vložte 4 baterie typu AA, dbejte na správnou polaritu (+/-).

Předpokladané použitie:

Elektronická kojenecká váha (ďalej len váha) je špeciálne navrhnutá pre váženie kojencov, predovšetkým na sledovanie ich nárastu hmotnosti.

Váha nesmie byť použitá na určovanie hmotnosti v obchodnom styku, pre výpočet poplatku a sankcií, v súdnictve, v lekárstve, vo farmaceutických laboratóriách, k určovaniu cien a k ďalším účelom špecifikovaných v bode 1 § 2 a nariadení vlády č. 399/1999 Z.z.

Váhu používajte len ako zdravotnícku pomôcku

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si prosím pozorne celý návod pred použitím a potom ho uschovajte pre prípad neskoršej potreby.
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polaritě (+, -).
- Zabraňte skratu batérií vodivými predmetmi (klíče, skrutkovač).
- Nepoužívajte váhu v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne.
- Nepoužívajte organické tekutiny k čisteniu váhy.
- S váhou neháďte ani netrepte.
- Do váhy vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové batérie.
- Vyberte batérie z váhy pokiaľ ju dlhodobo nepoužívate.
- Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Váhu nerozoberajte a neopravujte, odstránenie závad zverte odbornému servisu.
- Nevystavujte váhu sálavému teplu.
- Nezaťažujte váhu počas skladovania.
- Váha musí byť umiestnená na tvrdom a rovnom povrchu, aby bola zaistená bezpečnosť dieťaťa.
- Pri vážení by sa dieťa nemalo prudko pohybovať, aby sa váha nezničila.
- Umiestnite dieťa do stredu misky, inak nebude jeho váha adekvátna.

UPOZORNENIE:

Pri zaťažení váhy nad 20,5kg dôjde k nezvratnému poškodeniu váhy, prípadná reklamácia nemôže byť uznaná.

Použitie tohto zariadenia sa v žiadnom prípade nevyrovná doporučeniu lekára.

Ak budete mať akékoľvek pochybnosti, obraťte sa na svojho lekára.

Isolit - Bravo, spol. s r.o. nebude v žiadnom prípade zodpovedať za nesprávnu interpretáciu výsledkov merania.

Uvedenie do prevádzky:

Vyberte váhu z krabice.

Skontrolujte či nie je poškodená prepravou.

Otvorte kryt na spodnej strane váhy a vložte 4 batérie typu

Použití přístroje:

Položte váhu na pevný a vodorovný povrch.
Stiskněte tlačítko ON/OFF (3) k zapnutí váhy.
Po zapnutí dojde k zobrazení všech segmentů na displeji a v této době můžete měnit váhové jednotky.
Pro změnu váhové jednotky stiskněte tlačítko ON/OFF (3) (kg nebo lb). Zvolená váhová jednotka se zobrazí na displeji vpravo nahoře.

Vážíte-li dítě nahé:

Něžně položte dítě na váhu a snažte se ho udržet co nejvíce v klidu.
Na displeji zobrazí aktuální váha.
Něžně sundejte dítě z váhy.
Váha se vypne automaticky během několika sekund.
Váha je opatřena pamětí, kde se automaticky zaznamenává poslední vážený údaj. Podmínkou je, že tato váha musí být větší než 1kg.

Vážíte-li dítě s ručníkem nebo přepravní brašnou:

Nejprve položte na váhu ručník nebo přepravní brašnu.
Na displeji se objeví navážená hodnota.
Zmáčknete ještě jednou ON/OFF a váha se vynuluje.
Něžně položte dítě na váhu a snažte se ho udržet co nejvíce v klidu.
Na displeji zobrazí aktuální váha.
Něžně sundejte dítě z váhy.
Váha se vypne automaticky během několika sekund.
Váha je opatřena pamětí, kde se automaticky zaznamenává poslední vážený údaj. Podmínkou je, že tato váha musí být větší než 1kg.

POZNÁMKA:

Je-li váha zapnutá, můžete během vážení spustit zvukovou melodii, která je uložena v paměti váhy. To může upoutat pozornost Vašeho dítěte.
Zapnutí i vypnutí se provádí tlačítkem „MUSIC“ (4).

DOPORUČENÍ:

Baterie se doporučují vyměnit hned v okamžiku zobrazení jejich nízkého stavu "Lo".
Pokud nebudete váhu delší dobu používat, vyjměte baterie.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud je vážené dítě neklidné, nemusí dojít k zobrazení aktuální váhy (nezačne na displeji blikat váha).
V tomto případě stiskněte krátce tlačítko ON/TARE. Po dobu stisknutí tlačítka se zobrazí aktuální váha.

Odstranění potíží při provozu:

Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené podle uvedené polarit (+, -).
Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou měřicí jednotku.
Zkontrolujte, aby váha byla na rovném povrchu.

AA, dbajte na správnu polaritu (+/-).

Použitie prístroja:

Položte váhu na pevný a vodorovný povrch.
Stlačte tlačidlo ON/OFF (3) k zapnutiu váhy.
Po zapnutí dôjde k zobrazeniu všetkých segmentov na displeji a v tejto dobe môžete meniť váhové jednotky.
Pre zmenu váhovej jednotky stlačte tlačidlo ON/OFF (3) (kg alebo lb). Zvolená váhová jednotka sa zobrazí na displeji vpravo hore.

Ak vážite dieťa nahé:

Nežne položte dieťa na váhu a snažte sa ho udržať čo najviac v pokoji.
Na displeji sa zobrazí aktuálna váha.
Nežne zoberte dieťa z váhy.
Váha sa vypne automaticky počas niekoľkých sekúnd.
Váha je vybavená pamäťou, kde sa automaticky zaznamenáva posledný vážený údaj. Podmienkou je, že táto váha musí byť väčšia než 1kg.

Ak vážite dieťa s uterákom alebo prepravnou taškou:

Najskôr položte na váhu uterák alebo prepravnú tašku.
Na displeji sa objaví navážená hodnota.
Stlačte ešte raz ON/OFF a váha sa vynuluje.
Nežne položte dieťa na váhu a snažte sa ho udržať čo najviac v pokoji.
Na displeji sa zobrazí aktuálna váha.
Nežne zoberte dieťa z váhy.
Váha sa vypne automaticky počas niekoľkých sekúnd.
Váha je vybavená pamäťou, kde sa automaticky zaznamenáva posledný vážený údaj. Podmienkou je, že táto váha musí byť väčšia než 1kg.

POZNÁMKA:

Ak je váha zapnutá, môžete počas váženia spustiť zvuknú melódiu, ktorá je uložená v pamäti váhy. To môže upútať pozornosť Vašho dieťaťa.
Zapnutie a vypnutie sa vykonáva tlačidlom „MUSIC“ (4).

DOPORUČENIE:

Baterie sa doporučujú vymeniť hneď v okamihu zobrazenia ich nízkého stavu "Lo".
Pokiaľ nebudete váhu dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.

UPOZORNENIE:

Pokým je vážené dieťa nepokojné, nemusí dôjsť k zobrazeniu aktuálnej váhy (nezačne na displeji blikat váha).
V tomto prípade stlačte krátko tlačidlo ON/TARE. Počas doby stlačenia tlačidla sa zobrazí aktuálna váha.

Odstránenie závad pri prevádzke:

Skontrolujte, či sú batérie správne vložené podľa uvedenej

Čištění:

Čistěte váhu měkkým suchým hadříkem.

Nepoužívejte organická rozpouštědla! Neponoujte váhu do vody ani ji nevkládějte do myčky nádobí.

**Likvidace přístroje:**

Vážený spotřebitel, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezařazoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 v platném

znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody! Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného dopadu.

Likvidace obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

- Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
- Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
- Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

- Maximální zatížení: 20kg/44lb
- Citlivost váhy: 0,01kg
- Minimální hmotnost: 0,02kg
- Jednotky pro vážení: kg/lb-oz
- Provozní teplota: od +10°C do +35°C
- Napájení: 4x AA baterie

polarity (+, -).

Skontrolujte, či ste zvolili správnu meraciu jednotku. Skontrolujte, aby váha bola na rovnom povrchu.

Čistenie:

Čistite váhu mäkkým suchým obrúskom.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá! Nevnárajte váhu do vody ani ju nevkładajte do umývačky riadu.

**Likvidácia prístroja:**

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody! Použitú batériu odovzdajte predajcovi alebo na mieste určenom pre ukládanie nebezpečného odpadu.

Likvidácia obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

- Odpad triedte takto:
- Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera
- Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)
- Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

- Maximálne zaťaženie: 20kg/44lb
- Citlivosť váhy: 0,01kg
- Minimálna hmotnosť: 0,02kg
- Jednotky pre váženie: kg/lb-oz
- Prevádzková teplota: od +10°C do +35°C
- Napájanie: 4x AA batérie

Servisní zajištění:

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305

561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 607 035 094

e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce.

Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.isolit-bravo.cz.

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovávat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prostě kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.**

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžovaně.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání

Servisné zaistenie:

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.isolit-bravo.cz, prípadne u dovozcu:

Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina,
e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: 00420 607 035 094

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním**

(§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaným
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému

a s nezakrytými větracími otvory.

- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesí odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použití příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použití poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazané štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

• Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

• Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

• Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.

polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)

• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcie výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené bomby a skrutki alebo nieje poškodený otrasmí pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

• Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

• Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

• Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézek a struhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin,

- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamčního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřené poplatky za skladování opraveného výrobku, případně po 6ti měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Service síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2012

Firmní servis: Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607 035 094

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

- **Service síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**
- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na www.isolit-bravo.cz a www.bravospotrebice.cz

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [DS,ES,AP]
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, [DS,ES,PS,AP]
3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS s.r.o.**, Václavská 1, tel.:

akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).

- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou častí výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahе veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnuou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamacii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včеtne dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ nepřevzme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať prírnerané poplatky za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2012

1. Bratislava, 811 07, **sběrna VIVA servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk
2. Tomášov, 900 44, **VIVA servis**, 1. Mája 19, tel. 024/9588555
3. Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmi@orava.sk
4. Prešov, 080 06, **D-J servis, s.r.o.**, Šebastovská 17, tel. 051/7767666, grejtak.djsevis@stonline.sk
5. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857, 0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

- 543215059,602730632 [DS,ES,PS,AP]
4. Frýdek Místek,738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J.Čapka 722, tel.: 558633254, [DS]
 5. Havířov -Podlesí , 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413, [DS,ES,ePS,AP]
 6. Litoměřice, 412 01, **Elektroservis Jílek, Na Valech 36**, tel.: 416737666, 603877640,[DS,ES,PS,AP,MČT]
 7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka**, Za školou 1027, tel.: 723357252, [DS,ES]
 8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES]
 9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA**-servis, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [DS,ES,PS,AP]
 10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.:585313685, 604983006, [DS]
 11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik** , Sušilova 3, tel.:596627790, [DS]
 12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**, Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [DS]
 13. Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.: 800231231,257314703, [DS,ES,PS,AP]
 14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, Kladenská 260, tel.: 235355070, [DS]
 15. Píibram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček, Prokopská 14,tel.:318623613,[DS,ES,AP]
 16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška , Žďárského 214, tel.: 568848400, [DS]
 17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528, tel.: 558335837, [DS,ES,PS,AP]
 18. Turnov, 511 01, **Jan Havel**, Krajčířova 491, tel.: 481322002, [DS,ES,PS,AP]
 19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**, Komenského 151, , tel.: 465523328, [DS,ES]
 20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSPÓ** Ludmila Kočendová, U Dráhy 144, tel.: 577102424,[DS]
 21. Znojmo, 669 01, **Služba-družstvo invalidů**, Horní Česká 23/200, tel:515223009, [DS]

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Kojenecká váha**

Typ: **B - 5060**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607 035 131, fax 465 391 761

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**
tel: 607 035 131, fax 465 391 761

Razítko prodeje a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja:

Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodeje):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):